

Norma	Diluizione	Tempo di contatto	Temperatura	Organismi
EN 1040 - Battericida	pronto all'uso	15 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus</i>
EN 1276 - Battericida	pronto all'uso	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>
EN 1276 - Battericida Addizionale	pronto all'uso	5 minuti	20°C	<i>Salmonella enterica subsp. salamae serotyoe Tranoroa, Listeria monocytogene, Legionella pneumophila</i>
EN 13697 - Battericida	pronto all'uso	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>
EN 13697 - Fungicida	pronto all'uso	15 minuti	20°C	<i>Candida Albicans, Aspergillus niger</i>
EN 13697 - Battericida Addizionale	pronto all'uso	5 minuti	40°C	<i>Salmonella typhimurium, Listeri a monocytogenes</i>
EN 14476 - Virucida	pronto all'uso	5 minuti	20°C	<i>Murine Norovirus, Poliovirus Type 1, Adenovirus Type 5</i>
EN 13727 - Battericida	pronto all'uso	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>
EN 13624 - Lieviticida	pronto all'uso	15 minuti	20°C	<i>Candida albicans</i>